

EG-Keeper®


アルコールチェック・パッケージのご紹介

アルコールチェック・パッケージとは、EG-Plusを経由し、アルコール検知器とEG-Keeperと連動させ、アルコール測定と検温の同時結果をデータベース管理し、かつサーマル・プリンタへの出力も合わせてご提供するシステムです。

さらに、EG-Keeperの顔認証技術により、アルコール測定時のなりすまし防止を実現しています。

その他の特徴

- ・約49万件まで保存可能なデータベース
- ・保存データをcsvファイルにてダウンロード可能
- ・測定結果のメール通知
- ・測定結果のリアルタイムモニター（接続PC上において）



<パッケージ同梱品>

- | | |
|--------------|----|
| ・EG-Plus本体 | 1台 |
| ・USBメモリー | 1台 |
| ・+5V ACアダプター | 1台 |
| ・LANケーブル | 1本 |
| ・USB2.0ケーブル | 1本 |

ご注意

上記以外の機器につきましては、
お客様にてご用意ください。

オプション品のご紹介

アルコール検知器を手で保持して測定する以外に、
オプションとして、下図、アタッチメントホルダーをご
用意しております。



データベース

データベースは、PCのブラウザ上で表示及び各種設定を行います。

検索年月日の範囲を設定

検索オプション入力画面表示

CSVファイルでダウンロード

選択されたデータの全削除

個別データの削除

記録ID	記録時刻	氏名	温度(℃)	アルコール	写真	全削除
142	2021-03-31 11:50:13		36.3	0.00		削除
143	2021-03-31 13:52:04	Taro Yoshida	36.5	0.00		削除
144	2021-03-31 14:21:01		36.6	0.00		削除

リアルタイムモニター

PCのブラウザ上で新しい年月日から最大10件まで表示し、古いデータは削除されます。(データベース内のデータは削除されません)

測定結果					
記録ID	記録時刻	氏名	温度(℃)	アルコール	写真
184	2021-03-31 19:57:22	Taro Yoshida	36.3	0.00	

メール通知

リアルタイムモニターでの表示項目値と顔写真を添付し、メール送信します。

メール通知を

- ・送信しない/する
- ・測定結果NG時のみ送信する

の選択が可能です。

また、プリンタが無くてもメール通知可能です。

印刷例

(例:検温のみ)



ラベル・プリンタ
QL-800



レシート・プリンタ
Tm-30/TM-m30II-H

注. 両プリンタ共に、同じ内容を印刷しますが、レシート・プリンタでの顔印刷機能は、お客様のご判断でご使用ください。

アルコールチェック



アルコール検知器を手で持って、計測する時の風景



アルコールチェック時の印刷例